



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

Primed PED Cuff maat 5 - 200075

<https://mdsmedical.nl/primed-ped-cuff-maat-5-200075>

Specificaties

Productnummer	200075
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	7,1 mm
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Model	PEDC
Maat	Maat 5
Lengte Hartlijn	44 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	200075
Verpakkingseenheid	per stuk