



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

Primed PED Cuff maat 5,5 - 200076

<https://mdsmedical.nl/primed-ped-cuff-maat-55-200076>

Specificaties

Productnummer	200076
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	7,7 mm
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Model	PEDC
Maat	Maat 5,5
Lengte Hartlijn	46 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	200076
Verpakkingseenheid	per stuk