



Primedistom binnencanule 22 mm maat 7 - 201464

<https://mdsmedical.nl/primedistom-binnencanule-22-mm-maat-7-201464>

Specificaties

Productnummer	201464
Categorie	Tracheacanules - Binnencanules
Artikelnummer	201464
Merk	Primed
Model	Primedistom
Binnencanule type	22 mm
Kleur	transparant
Maat	maat 7
Verpakkingseenheid	per stuk

Op dit moment is er nog geen korte omschrijving van dit product Primedistom binnencanule met 22mm connector - niet gefenestreerd maat 7 beschikbaar. Raadpleeg uw productspecialist voor meer informatie.