



## Primed PEDL Cuffless Long maat 5,5 - 200066

<https://mdsmedical.nl/primed-pedl-cuffless-long-maat-5-5-200066>

### Specificaties

Productnummer	200066
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	7,7 mm
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Model	PEDL
Maat	Maat 5,5
Lengte Hartlijn	52 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	200066
Verpakkingseenheid	per stuk