



Duratwix Junior NEO maat 3,5 - 17432-035

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-neo-maat-3-5-17432-035>

Specificaties

Productnummer	17432-035
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	5,1 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	nee
Model	NEO
Maat	Maat 3,5
Lengte Ruglijn	38 mm
Lengte Hartlijn	33 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17432-035
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR NEO-tracheacanules voor neonataal gebruik beschikken over een 15 mm-connector en een langwerpige canuleschild met laterale ogen voor bevestiging van een canuledraagband.