



Duratwix Junior NCF maat 3,5 - 17434-035

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-ncf-maat-3-5-17434-035>

Specificaties

Productnummer	17434-035
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	5,1 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	ja
Model	NCF
Maat	Maat 3,5
Lengte Ruglijn	38 mm
Lengte Hartlijn	33 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17434-035
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR NCF-canules zijn speciale tracheacanules voor pasgeborenen en zuigelingen. Deze canules beschikken over een cuff, die via een laterale toevoerslang wordt geblokkeerd.