



## Absorbellin® PED tracheakompres met slit 6 x 6,5 cm - 30853

<https://mdsmedical.nl/absorbellin-ped-tracheakompres-met-slit-6-x-6.5-cm-30853>

### Specificaties

Productnummer	30853
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
Model	rechthoekig
Materiaal	foam
Met slit	Ja
Type	1-laags
Maat	6 x 6,5
Kleur	wit

Absorbellin® PED Tracheakompres 6 x 6,5 cm - 30853

Hoogwaardig foamkompres van hydrofiel polyurethaanschuim met anatomisch aangepaste ronding voor optimaal comfort.

Met slit

Steriel, per stuk verpakt.