



Tracheotex® Protection Bib small zwart - 41800-Z

<https://mdsmedical.nl/tracheotex-protection-bib-small-zwart-41800-z>

Specificaties

Productnummer	41800-Z
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
Model	Protection Bib
Materiaal	foam
Maat	small
Kleur	zwart

Tracheotex® Protection Bib

Tracheostomabeschermer met meervoudige functie:

bedekt de tracheostoma visueel

Beschermt tegen indringen van vreemde voorwerpen en verontreiniging

verwarmt en filtert de ingeademde lucht

ontlast de huid als er sprake is van irritatie of andere reden om geen pleister te gebruiken