



Laryvox® My Extra HME HighFlow paars-oranje 49861-4520

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-highflow-paars-oranje-49861-4520>

Specificaties

Productnummer	49861-4520
Categorie	HME-cassettes & filters
HME Type	HME 22mm
Kleur	combi
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	My Extra HME
Verpakkingseenheid	5 stuks
HME Ademweerstand	HighFlow
kleur behuizing	paars
kleur deksel	oranje

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: HighFlow - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Medium-HighFlow-Sport2. Keuze van de kleur van de behuizing3. Keuze kleur deksel? Filter: HighFlow art.-nr. 49861-? Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49861-9965