



**MDS Medical**  
Kieler Bocht 15B  
9723 JA, Groningen

E-MAIL [info@mdsmedical.nl](mailto:info@mdsmedical.nl)  
TEL 050 - 569 0038  
KVK 56850638

## Laryvox® My Extra HME HighFlow zilver-zachtbeige 49861-9972

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-highflow-zilver-zachtbeige-49861-9972>

### Specificaties

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Productnummer      | 49861-9972   |
| Categorie          | Tracheotomie |
| HME Type           | HME 22mm     |
| Kleur              | combi        |
| Maat               | 22 mm        |
| Merk               | FAHL         |
| Model              | My Extra HME |
| Verpakkingseenheid | 5 stuks      |
| HME Ademweerstand  | HighFlow     |
| kleur behuizing    | zilver       |
| kleur deksel       | zachtbeige   |

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: HighFlow - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME 1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Medium-HighFlow-Sport 2. Keuze van de kleur van de behuizing 3. Keuze kleur deksel? Filter: HighFlow art.-nr. 49861-? Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49861-9965