



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

Laryvox® My Extra HME HighFlow zilver-donkerbruin 49861-9979

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-highflow-zilver-donkerbruin-49861-9979>

Specificaties

Productnummer	49861-9979
Categorie	Tracheotomie
HME Type	HME 22mm
Kleur	combi
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	My Extra HME
Verpakkingseenheid	5 stuks
HME Ademweerstand	HighFlow
kleur behuizing	zilver
kleur deksel	donkerbruin

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: HighFlow - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME 1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Medium-HighFlow-Sport 2. Keuze van de kleur van de behuizing 3. Keuze kleur deksel? Filter: HighFlow art.-nr. 49861-? Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49861-9965