



## Laryvox® My Extra HME HighFlow natuurbeige-natuurbeige 49861-7373

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-highflow-natuurbeige-natuurbeige-49861-7373>

### Specificaties

Productnummer	49861-7373
Categorie	Tracheotomie
HME Type	HME 22mm
Kleur	combi
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	My Extra HME
Verpakkingseenheid	5 stuks
HME Ademweerstand	HighFlow
kleur behuizing	natuurbeige
kleur deksel	natuurbeige

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: HighFlow - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME 1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Medium-HighFlow-Sport 2. Keuze van de kleur van de behuizing 3. Keuze kleur deksel? Filter: HighFlow art.-nr. 49861-? Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49861-9965